



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

NEO BIOCID

DISINFETTANTE

GERMICIDA CON AZIONE BATTERICIDA E FUNGICIDA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disinfettante e deodorante spray per ambienti e superfici attivo nei confronti di batteri e funghi. Ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte (modalità a svuotamento totale); sale da degenza, ambulatori, aule scolastiche e uffici (modalità ad erogazione manuale). Il prodotto non macchia.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Stato fisico | aerosol |
| • Colore | incolore |
| • Odore | menta |
| • Peso specifico | 0.610 g/cm ³ |

- MODALITÀ D'USO

Per la disinfezione di interni di auto, camion, autobus, minivan, camper e roulotte: pulire accuratamente l'abitacolo ed accertarsi che l'accendisigari non sia in funzione. Aprire i cassetti, i portaoggetti, le bocchette di areazione e chiudere i finestrini. A motore acceso, posizionare al massimo il circuito di climatizzazione attivando la modalità di ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, eventualmente rimuovere il filtro antipolline. Agitare la bombola prima dell'uso e posizionarla sul pavimento al centro dell'abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dall'abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire per almeno 15 minuti. Prima di accedere all'abitacolo, aerarlo aprendo le portiere e rimuovendo i residui con un panno pulito.

Modalità erogazione manuale:

Premere delicatamente il tasto erogatore facendo attenzione a non bloccarlo nella posizione di svuotamento totale. Erogare e ricoprire uniformemente la superficie da disinfettare lasciando agire il prodotto per almeno 15 minuti. Rimuovere i residui con un panno pulito. Ripetere

- AVVERTENZE

Una volta effettuato il trattamento aerare il locale prima di soggiornarvi. Non usare il prodotto in presenza di fiamme o scintille. Non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non inalare il getto e non spruzzare negli occhi.

- STOCCAGGIO

Il n° di lotto e la data di fabbricazione sono indicati sul fondo della bombola.

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta **validità 24 mesi**

- CONFEZIONE

Confezione: Bombola spray in metallo
Cod. 4155 150 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.



**Presidio Medico Chirurgico
Registrazione
n° 19440 Del Ministero della Salute**

R&D 28/05/2014

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925